

## REP TRILOBIT

### Manual Rápido de Configuração

#### 1º SOFTWARE

Depois que acessar o software TRILOBIT. Opções empregados adicionar, definir o PIS o nome e em crachá o CODIGO que irá representar a biometria.

#### 2º REP

Acessar o MENU através do botão **F4**, digitar a **SENHA** (últimos 4 dígitos do serial do relógio localizado na placa a esquerda lado inferior esquerdo).

Depois de vera acessar o MENU através das opções **F1** ou **F2**.

Vá até a opção: **CADASTRAR BIOM**

O relógio irá apresentar a opção presente cartão digite o **CODIGO** que colocou no software no campo crachá nas propriedades do funcionário, depois **ENTER**.

Pressione a digital no relógio, duas vezes em seguida digite o próximo código para cadastrar um novo funcionário.

Para sair pressione **CLR**, depois role o MENU **F1** ou **F2** e vá até a opção: **SAIR E SALVAR**, pressione **ENTER** e ok.

Para marcar o ponto digite o **CODIGO** pressione ok e aproxime a biometria.